

High-Flow Nasal-Interface Airgap™




High-Flow Nasal-Interface Airgap™



Septum frei – Druckverteilung durch den Steg

Der durch den Steg entstehende Luftspalt führt zu einem reduzierten Hautkontakt und einer stabileren Position der Prongs. Von außen auf den Steg zugeführter Druck wird nicht auf die Prongs übertragen. Druckstellen am Septum und auch Philtrum werden somit verhindert.




Das Interface wird mit einem Klettverschluss an die Klebepads fixiert und kann abgenommen werden ohne die Klebepads selbst von der Haut entfernen zu müssen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine einfache Anbringung wieder möglich.


Knickfrei und sanfte Oberfläche

Silikonschlauch


Der Schlauch aus Silikon ist knickfrei und elastisch, dadurch sitzt das Interface auch bei Zug auf den Schläuchen stabil. Der Schlauch hat eine sanfte Oberfläche und ist hautfreundlich.



Airgap™



Vergleich – XL



Vergleich – XS

Schmerzfreies Ablösen

Klebpads auf Silikonbasis

Die atmungsaktiven Pads sind besonders für empfindliche Haut geeignet und reduzieren allergische Reaktionen. Sie lassen sich wiederholt repositionieren und verlängern dadurch die mögliche Nutzungsdauer. Das einfache und schmerzlose Entfernen minimiert Stress und Unbehagen des kleinen Patienten.

Schmerzlos

Atmungsaktiv




Sicherheit und Komfort

Mützen zur Fixierung und Vermeidung von Druckstellen

Um den Kontakt zwischen Schlauch und Haut zu verhindern, kann die Airgap™ Mütze verwendet werden. An dieser kann der Schlauch mit den inbegriffenen Schlauchfixierungen einfach und sicher befestigt werden.





Knickfrei und
sanfte Oberfläche

Freies Septum

Verstellbare
Schlauchfixierung

Schmerzfreies Ablösen

Ohrpolster

High-Flow Nasal-Interface Airgap™

FMMD2046	Größe XS	Blau		10 Stk./Box
FMMD2047	Größe S	Rosa		10 Stk./Box
TKMD2001	Größe M	Gelb		10 Stk./Box
TKMD2002	Größe L	Lila		10 Stk./Box
TKMD2003	Größe XL	Grün		10 Stk./Box



Adapter für alle gängigen Systeme erhältlich



Klebe pads


FMMJ3005	Silikon-Klebe pads	10 Stk./Box
----------	--------------------	-------------



Mützen

FMMD2068	Größe XS	10 Stk./Box
FMMD2069	Größe S	10 Stk./Box
FMMD2070	Größe M	10 Stk./Box

Mütze mit Ohrpolster und Schlauchfixierung



FMMD2072	Größe L/XL	10 Stk./Box
----------	------------	-------------

Mütze mit Schlauchfixierung

