

Hypothermiefolie Wrabbit

Die Spezialfolie schützt Früh- und Neugeborene vor postnatalem Wärme- und Feuchtigkeitsverlust.



- Weich und anschmiegsam
- Kann die komplette Körperoberfläche bedecken
- Hautfreundliche Materialien (Oberflächenmaterial Polyurethan)
- Durchsichtig und nur 150 µm dick
- Klebt nicht an Haut oder Handschuhen
- Individuelle Anpassung an die Patientengröße möglich
- Im Inkubator verwendbar
- In drei Größen erhältlich und somit auch für Frühgeborene mit einem Körpergewicht < 1.000 g
- Mit weicher Vlieseinlage (kann auch bei Bedarf entfernt werden)
- Einmalprodukt
- Frei von Latex, DEHP und BPA


Art.-Nr.	Größe	Produktmaße	Körpergewicht	VE à [Stk.]
9282210	S	38 x 16,3 cm	< 1.000 g	10
9282110	M	50 x 21,0 cm	1.000 - 2.000 g	10
9282010	L	67 x 28,5 cm	> 2.000 g	10

TECOtherm® Geräte & Produkte

Ab sofort sind wir exklusiver Service- und Vertriebspartner für alle TECOtherm® Geräte und Produkte auf dem deutschen Markt. Anfragen zur Wartung, Reparaturen und Ersatzteilen können Sie gerne direkt an uns richten.

Bei uns erhalten Sie auch die TECOtherm® Matten (TCmatt NEO) für das derzeitige Hypothermiesystem TECOtherm® Neo.

Art.-Nr.	Beschreibung	Haltbarkeit	VE à [Stk.]
6427410	Einwegmatte TCmatt NEOsingle für TECOtherm® Neo	/	10
6426801	Mehrwegmatte TCmatt NEOmulti für TECOtherm® Neo	12 Monate nach Öffnen	1



Hypothermiesystem ineo

Das Hypothermiesystem TECOtherm® ineo wurde speziell für die neonatale intensivmedizinische Anwendung neu entwickelt. Das Gerät befindet sich aktuell in der Zulassungsphase nach MDR und wird voraussichtlich Anfang 2025 verfügbar sein.


- Kompakte und leichte Bauweise
- Geräuscharm durch adaptive Lüftersteuerung
- Kleine Standfläche
- Antimikrobielles Hydrauliksystem (keine aufwändige Reinigung mit chemischen Mitteln)
- Intuitive Menüführung
- Inklusive Akku für 15 Minuten
- Geringer Serviceaufwand durch modulare Bauweise

Für das Datenmanagement verfügt das Gerät über folgende Vorteile:

- Modulare, austauschbare Datenschnittstelle
- Echtzeitausgabe von Behandlungsparametern
- Export der Behandlungsprotokolle und Servicedaten möglich

Das Gerät wird zusammen mit Matten der neusten Generation verwendet und wird samt Starter Kit geliefert. Hier überzeugt das neue Gerät durch:

- Innovatives Layout für schnelle und homogene Wärmeübertragung
- Optionale, weiche Auflage für Liegekomfort mit guter thermischer Ankopplung
- Puck-Effekt für bessere Wärmekontrolle



**Neugierig
auf das neue Gerät?
Dann lassen Sie sich
unverbindlich auf die
Interessentenliste
setzen!**

