

NEU bei KREIENBAUM




OriesTM

Selbstaftendes Fixierband

KREIENBAUM
NEOSCIENCE


Das selbsthaftende Fixierband Ories™ wird mit Hilfe einer speziellen Webmethode aus Polyester hergestellt. Dadurch haftet das Fixierband an sich selbst, aber nicht an Haut, Haaren oder Kleidung. Zur Befestigung ist kein weiteres Klebeband erforderlich. Die Lagen der Bandage verrutschen nicht und sorgen so für optimalen Halt.




Einfach per Hand abreißen




Rutschfest



Ohne Klebstoff



Wasserabweisend





Atmungsaktiv



Soft touch

Anwendungsbeispiele:

- Bei sensibler Haut, um Klebstoffe zu vermeiden
- Zur Fixierung von Wundverband, IV-Zugang, Armboards o. Ä.
- Als Polster zur Haut, um Druck zu reduzieren



Artikelnummer	Breite	Länge	VE
FMMJ3001	2,5 cm	3,5 m	25/Box
FMMJ3002	3,75 cm	3,5 m	18/Box
FMMJ3003	5 cm	3,5 m	15/Box
FMMJ3004	7,5 cm	3,5 m	10/Box

Patientenbezogenes Einmalprodukt

Einfache Anwendung in 3 Schritten:

1

Umwickeln



2

Mit der Hand zerreißen



3

Einwickeln zum Sichern

