

NEU bei KREIENBAUM



**Ernährungs sondenfixierung
NeoSnug**

KREIENBAUM
NEOSCIENCE


Ernährungs sondenfixierung NeoSnug

Die Fixierung für Ernährungs sonden hat eine einzigartige Form um diese nasennah zu befestigen. Die umklappbare Lasche reduziert dabei die Spannung auf der Sonde, die feste Lasche sorgt dafür, dass nichts verrutscht.

Die NeoBond® Hydrokolloid Klebebasis ist hautfreundlich und das non-woven Material schmiegt sich schön ans Gesicht an. Als Set für linke und rechte nasale Ernährungs sonden verpackt.

Bei der Herstellung wird kein Naturlatex und kein DEHP Weichmacher verwendet.

Zur Fixierung oraler Ernährungs sonden ist das Produkt NeoSnug Oral Small entwickelt worden. Es hat eine ideale Form um orale Ernährungs sonden unter den Lippen sicher zu befestigen.



Eigenschaften und Vorteile:

- Hautfreundlich durch NeoBond® Hydrokolloid Klebebasis
- Einzigartige Form zur idealen Befestigung
- Lasche zum Umklappen reduziert die Spannung auf der Sonde
- Feste Lasche hält die Sonde sicher an ihrem Platz
- Non-woven Material schmiegt sich ans Gesicht an

Artikelnummer	Produkt	Maße	VE
N7014-15	NeoSnug Micro	38 x 20,4 mm	30 Stk./Box (d.h. 15 Sets)
N7015-15	NeoSnug Small	50 x 25 mm	30 Stk./Box (d.h. 15 Sets)
N7025-40	NeoSnug Oral Small	44,5 x 19 mm	40 Stk. /Box