

NEU bei KREIENBAUM



Ernährungs sondenfixierung NeoSnug

KREIENBAUM
NEOSCIENCE


Ernährungs sondenfixierung NeoSnug

Die Fixierung für Ernährungs sonden hat eine einzigartige Form um diese nasennah zu befestigen. Das Zwei-Laschen-System verhindert das Verrutschen der Ernährungs sonde und reduziert die Spannung auf dieser.

Die Hydrokolloid Klebebasis ist hautfreundlich und das non-woven Material schmiegt sich schön ans Gesicht an. Als Set für linke und rechte nasale Ernährungs sonden verpackt.

Bei der Herstellung wird kein Naturlatex und kein DEHP Weichmacher verwendet.

Zur Fixierung oral liegender Ernährungs sonden ist NeoSnug oral bestens geeignet. Es hat die ideale Form zur Fixierung der Ernährungs sonde unter den Lippen am Kinn.



Eigenschaften und Vorteile:

- Hautfreundlich durch Hydrokolloid Klebebasis
- Einzigartige Form zur idealen Befestigung
- Kein Verrutschen
- Reduziert die Spannung auf der Ernährungs sonde
- Non-woven Material schmiegt sich ans Gesicht an

Artikelnummer	Produkt	Maße	VE
N7014-15	NeoSnug Micro	38 x 20,4 mm	30 Stk./Box (d.h. 15 Sets)
N7015-15	NeoSnug Small	50 x 25 mm	30 Stk./Box (d.h. 15 Sets)
N7025-40	NeoSnug Oral Small	44,5 x 19 mm	40 Stk. /Box



04260642891350